

Cámara portatil de alta definición para endoscopia



Descripción:

- Cámara para endoscopia portatil de alta definición compatible con lentes de diversas especialidades.
- Movilidad total para diagnóstico dentro y fuera del consultorio.
- Salida de video HDMI, VGA y video compuesto.
- Posibilidad de grabar procedimientos directamente a memoria SD o computadora portatil.
- No requiere de fuente de luz adicional
- Fuente de luz led integrada

Especificaciones técnicas:

Product Model	YKD-9006-A1
Camera	1/2.8 inch SONY CMOS HD camera
Pixel	2,100,000 pixels
Image size (Horizontal×Vertical)	1920×1080p
Scanning system	Progressive Scanning
Frame rate	(1920×1080)60p
SNR	≥50dB
Video output	“DVI, HDMI, VGA, CVBS” video output
Horizon resolution	1080 lines
Light source	Built-in 35W LED cold light source
Monitor	15 inch HD medical monitor



Datos complementarios:

Si desea obtener más información, favor de contactar a:

INTERMEDICOS SA DE CV
Tel. (55)5564-0238, 5564-0517, 5264-8428
email: intermedicos@prodigy.net.mx
intermedicos_ventas@prodigy.net.mx
ventas@intermedicos.net
www.intermedicos.net